




simchrome

CoCr KORONER STENT GÖNDERİM SİSTEMİ

- **MP35N CoCr Alaşım**
- **İnce Strut / Yüksek radyal dayanım**
- **Üstün esneklik**
- **Yüksek performanslı stent gönderim sistemi**
- **Düşük geçiş profili**





Teknik Özellikler

Stent Materyali	MP35N CoCr Alaşım
Strut Kalınlığı	80µm
Giriş Profili	0.017"
Geçiş Profili	0.82mm
Elastik recoil	<5%
Foreshortening	<2%
Metal / Arter Oranı	11-13%
Gönderim Sistemi	Simpass Gönderim Sistemi
Nominal Basınç	8 ATM
RBP	16 ATM
İşaretleyiciler	2 adet, Yakın ve Uzak

Stent Çapları (mm)	Stent Uzunlukları (mm)						
	9	12	15	20	25	30	40
2.00	SCM20009	SCM20012	SCM20015	SCM20020	SCM20025	–	–
2.25	SCM22509	SCM22512	SCM22515	SCM22520	SCM22525	–	–
2.50	SCM25009	SCM25012	SCM25015	SCM25020	SCM25025	–	–
2.75	SCM27509	SCM27512	SCM27515	SCM27520	SCM27525	–	–
3.00	–	SCM30012	SCM30015	SCM30020	SCM30025	SCM30030	SCM30040
3.50	–	SCM35012	SCM35015	SCM35020	SCM35025	SCM35030	SCM35040
4.00	–	SCM40012	SCM40015	SCM40020	SCM40025	SCM40030	SCM40040
4.50	–	SCM45012	SCM45015	SCM45020	SCM45025	SCM45030	SCM45040