

Boa

Geniř aplı dilatasyon kateteri

**Daha Byk Hacim,
Daha ok Uygulama**



Boa - Geniş çaplı dilatasyon kateteri

Özellikler

- 6-7F düşük profilli kateter üzerinde 20 mm'ye kadar çaplı balon olarak bulunur.
- Yüksek basınçlı balon şişirme.
- Standart olarak hidrofilik kaplama.

Teknik Özellikler

Kateter Uzunlukları:

75cm, 120cm, 150cm

Nominal Basınç:

6atm

Derecelendirilmiş Patlama Basıncı:

Balon Çapı	Balon Uzunluğu: 20-50mm	Balon Uzunluğu: 60-80mm
14	13atm	11atm
16	13atm	11atm
18	10atm	9atm
20	9atm	8atm

Kılavuz Tel Uyumluluğu:

0.035"

Kaplama:

Hidrofilik

Ürün Kodları

Kateter Uzunluğu (cm)	Kateter Çapı (Fr)	Introduser Boyutu (Fr)	Balon Çapı (mm)	Balon Uzunluğu (mm)					
				20	30	40	50	60	80
75	6	7	14	BOA142-75	BOA143-75	BOA144-75	BOA145-75	BOA146-75	BOA148-75
75	6	7	16	BOA162-75	BOA163-75	BOA164-75	BOA165-75	BOA166-75	BOA168-75
75	7	8	18	BOA182-75	BOA183-75	BOA184-75	BOA185-75	BOA186-75	BOA188-75
75	7	9	20	BOA202-75	BOA203-75	BOA204-75	BOA205-75	BOA206-75	BOA208-75
120	6	7	14	BOA142-120	BOA143-120	BOA144-120	BOA145-120	BOA146-120	BOA148-120
120	6	7	16	BOA162-120	BOA163-120	BOA164-120	BOA165-120	BOA166-120	BOA168-120
120	7	8	18	BOA182-120	BOA183-120	BOA184-120	BOA185-120	BOA186-120	BOA188-120
120	7	9	20	BOA202-120	BOA203-120	BOA204-120	BOA205-120	BOA206-120	BOA208-120
150	6	7	14	BOA142-150	BOA143-150	BOA144-150	BOA145-150	BOA146-150	BOA148-150
150	6	7	16	BOA162-150	BOA163-150	BOA164-150	BOA165-150	BOA166-150	BOA168-150
150	7	8	18	BOA182-150	BOA183-150	BOA184-150	BOA185-150	BOA186-150	BOA188-150
150	7	9	20	BOA202-150	BOA203-150	BOA204-150	BOA205-150	BOA206-150	BOA208-150



Pan Medical Ltd

Barnett Way
Barnwood
Gloucester, UK
GL4 3RT

T: +44(0)1452 621 621

F: +44(0)1452 372 140

www.panmed.co.uk

