

Courageous

Ekstra uzun dilatasyon kateteri

**Daha Derine.
Daha Uzun.**

Courageous - Ekstra Uzun RX ve OTW Dilatasyon Kateterleri

Özellikler.

- Tüm 0.014" ve 0.018" periferel ihtiyaçlar için.
- Hem Tel Üstünden (OTW) hem de Hızlı Değişim (RX) kateter olarak bulunur.
- 300mm'ye kadar balon uzunluğu ve 22atm yüksek basınçlı balonlar.

Teknik Özellikler.

Ortalama Komplians:

%7

Kateter Uzunlukları:

OTW için 100cm, 130cm, 150cm – RX için 140cm

Nominal Basınç:

6atm

Ölçülmüş Patlama Basıncı:

Balon Çapı	Balon Uzunluğu: 100-150mm	Balon Uzunluğu: 200-250mm
3	22atm	20atm
4	22atm	20atm
5	22atm	20atm

Kılavuz Tel Uyumluluğu:

0.014" ve 0.018"

Kılıf Uyumluluğu:

4F (sadece OTW)

Ürün Kodları.

Kateter Uzunluğu	Balon Çapı (mm)	Balon Uzunluğu (mm)						
		100	120	150	200	250	300	
100cm	3	CR310-100	CR312-100	CR315-100	CR320-100	CR325-100	CR330-100	OTW
100cm	4	CR410-100	CR412-100	CR415-100	CR420-100	CR425-100	CR430-100	
100cm	5	CR510-100	CR512-100	CR515-100	CR520-100	CR525-100	CR530-100	
130cm	3	CR310-130	CR312-130	CR315-130	CR320-130	CR325-130	CR330-130	
130cm	4	CR410-130	CR412-130	CR415-130	CR420-130	CR425-130	CR430-130	
130cm	5	CR510-130	CR512-130	CR515-130	CR520-130	CR525-130	CR530-130	
150cm	3	CR310-150	CR312-150	CR315-150	CR320-150	CR325-150	CR330-150	
150cm	4	CR410-150	CR412-150	CR415-150	CR420-150	CR425-150	CR430-150	
150cm	5	CR510-150	CR512-150	CR515-150	CR520-150	CR525-150	CR530-150	
140cm	3	CRRX310-140	CRRX312-140	CRRX315-140	CRRX320-140	CRRX325-140	CRRX330-140	RX
140cm	4	CRRX410-140	CRRX412-140	CRRX415-140	CRRX420-140	CRRX425-140	CRRX430-140	
140cm	5	CRRX510-140	CRRX512-140	CRRX515-140	CRRX520-140	CRRX525-140	CRRX530-140	



Pan Medical Ltd
Barnett Way Barnwood
Gloucester, UK GL4 3RT
T: +44(0)1452 621 621
F: +44(0)1452 372 140
panmed@panmed.co.uk
www.panmed.co.uk



Sesa Elektronik AŞ
Dr. Ali Nihat Tarlan Cad.
Kartal Sk. No.15
34752 İçerenköy - İstanbul
Tel : +90 216 573 38 10 Pbx
Faks : +90 216 573 34 59
www.sesa.com.tr