

Inter V™

Vertebra Geniřletme Sistemi

- Güvenli, kullanıcı dostu, hassas.






Giriş Kanülleri ve Aletleri.

- Geleneksel ve Doğrudan Erişim kitleri bulunur.
- Gelişmiş yerleştirme için her alet üzerinde dereceleme işaretleri.
- Kolay manevra edilebilirlik için ergonomik tutma yerleri.
- Mükemmel kavite hazırlığı için küret ile birlikte gelir.



Dijital İndeflatör.

- Vakum kilitli şırınga ile.



Anatomik Şekilli Şişirilebilen Balon

- Küçük Profil.
- Hassas yerleştirme için küçük çap.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Balon Uzunluğu (mm)	Çalışma Sondaları (mm)	Ölçülmüş Patlama Basıncı (atm)	Balon Çapı (mm)
INTV-15	15	4.2	27	14
INTV-20	20	4.2	27	16

VFix Kemik Çimentosu.

- Filtrasyondan kaçınmak için zar oluşumu.
- Yüksek radyoopasite.
- Kullanımı kolay kapalı sistem karıştırıcı.
- Çok düşük ısı üretimi.
- Sadece 45 saniyelik kısa karıştırma fazı.

Inter V™

Sipariş Bilgisi: InterV Kataterleri

Tek Prosedür	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - S	15
	INTV-20 - S	20
Çift Prosedür	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - D	15
	INTV-20 - D	20

Sipariş Bilgisi: InterV Kitleri (Geleneksel Erişim)

Çimentosuz Tek Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - TSK	15
	INTV-20 - TSK	20
Çimentolu Tek Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - TSKC	15
	INTV-20 - TSKC	20
Çimentosuz Çift Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - TDK	15
	INTV-20 - TDK	20
Çimentolu Çift Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - TDKC	15
	INTV-20 - TDKC	20

Sipariş Bilgisi: InterV Kitleri (Doğrudan Erişim)

Çimentosuz Tek Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - DSK	15
	INTV-20 - DSK	20
Çimentolu Tek Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - DSKC	15
	INTV-20 - DSKC	20
Çimentosuz Çift Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - DDK	15
	INTV-20 - DDK	20
Çimentolu Çift Kit	Ürün Kodu	Balon Boyutu (mm)
	INTV-15 - DDKC	15
	INTV-20 - DDKC	20

