



PERIBALT

Balonla Geniřleyebilen Kobalt Krom Periferel Stent

PERIBALT

Balonla Geniřleyebilir Kobalt Krom Periferel Stent

Peribalt, Kobalt Krom'dan yapılmıř periferel stenttir.

Periferel Stentlemede Kobalt Kromun tüm avantajlarını sunar.

Özellikler

- Peribalt strut kalınlığında %35'e kadar azaltılarak geliřtirilmiřtir.
- Kobalt krom alařımlar paslanmaz elikten ok daha fazla radyopaktr – hassas grntleme ve konumlama.
- Stent yapısı dřk profillidir – geliřmiř esneklik saęlar.
-  katlı balona nceden yklenmiřtir – dzgn stent geniřlemesine imkan saęlar.
- Dřk profilli krimpelenmiř stent – stn gnderim imkanı saęlar.

Mkemmel radyal kuvvet.

Geniřlemiř stentin minimum kısalması.

Sipariř Bilgisi

Stent Uzunluęu (mm)	Stent apı (mm)					
	5	6	7	8	9	10
12	PA/PB/12/05	PA/PB/12/06	PA/PB/12/07	PA/PB/12/08	PA/PB/12/09	PA/PB/12/10
16	PA/PB/16/05	PA/PB/16/06	PA/PB/16/07	PA/PB/16/08	PA/PB/16/09	PA/PB/16/10
25	PA/PB/25/05	PA/PB/25/06	PA/PB/25/07	PA/PB/25/08	PA/PB/25/09	PA/PB/25/10
35	PA/PB/35/05	PA/PB/35/06	PA/PB/35/07	PA/PB/35/08	PA/PB/35/09	PA/PB/35/10
45	PA/PB/45/05	PA/PB/45/06	PA/PB/45/07	PA/PB/45/08	PA/PB/45/09	PA/PB/45/10
55	PA/PB/55/05	PA/PB/55/06	PA/PB/55/07	PA/PB/55/08	PA/PB/55/09	PA/PB/55/10
72	PA/PB/72/05	PA/PB/72/06	PA/PB/72/07	PA/PB/72/08	PA/PB/72/09	PA/PB/72/10

Tm stentler 5F saętlı 75cm kateter zerine takılıdır.



PAN Medical
Interventional Radiology

Barnett Way
Barnwood
Gloucester
GL4 3RT, UK

Tel: +44 (0)1452 621621
Fax: +44 (0)1452 372140
Email: panmed@panmed.co.uk
Website: www.panmed.co.uk